

1. INLEDNING .....164

2. MEDICINSK INFORMATION .....165

3. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....166

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 4. ÖVERSIKT.....                               | 167 |
| FUNKTIONSKNAPPAR.....                          | 167 |
| DISPLAYSYMBOLER.....                           | 168 |
| 5. PRAKTISK ANVÄNDNING.....                    | 169 |
| STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING.....                  | 169 |
| CEFAR EASY TOUCH™ - STIMULERINGSLÄGE AUTO..... | 171 |
| SÄRSKILDA INSTRUKTIONER.....                   | 172 |
| TIMER.....                                     | 173 |
| PROGRAMPAUS.....                               | 173 |
| 6. BYTA BATTERIER.....                         | 174 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 7. PROGRAM .....                         | 175 |
| FÖRINSTÄLLDA PROGRAM .....               | 175 |
| PERSONLIGA PROGRAM .....                 | 179 |
| PROGRAMLÅS .....                         | 183 |
| INAKTIVERA/AKTIVERA AUTOFUNKTIONEN ..... | 183 |
| COMPLIANCE .....                         | 183 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 8. TILLBEHÖR.....        | 184 |
| 9. SKÖTSELRÅD .....      | 184 |
| 10. FELSÖKNING.....      | 185 |
| 11. VANLIGA FRÅGOR ..... | 186 |
| 12. TEKNISKA DATA.....   | 188 |
| TECKENFÖRKLARINGAR.....  | 189 |

**KLINISK GUIDE.....190**

Elektrisk nerv- och muskelstimulering är effektivt, billigt och har inga biverkningar. Genom klinisk forskning ökar användningsområdena för TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) och NMES (neuromuskulär elektrisk stimulering) ständigt. Cefar arbetar aktivt för att utveckla metoden till ett naturligt behandlingsalternativ för både sjukvårdspersonal och patienter.

**CEFAR REHAB X2** är en tvåkanalig stimulator för både muskelrehabilitering (NMES) och smärtlindring (TENS). Stimulatorn har 27 förinställda program och tre anpassade program. Kanalerna är simultana, vilket innebär att valt program gäller för båda kanalerna. Med hjälp av CEFAR EASY TOUCH™ ställs stimuleringen automatiskt in på rätt intensitet för varje enskild person.



## 2. MEDICINSK INFORMATION

## NMES

NMES (neuromuskulär elektrisk stimulering) används framgångsrikt inom både medicinsk rehabilitering och som ett komplement till idrottsträning på alla nivåer.

Målet med elektrisk muskelstimulering är att framkalla muskelsammandragningar eller vibrationer i musklerna. Normal muskelaktivitet kontrolleras av det centrala och perifera nervsystemet som sänder elektriska signaler till musklerna. NMES fungerar på liknande sätt men använder en extern källa (stimulatorn) och elektroder fästa på huden för att sända elektriska impulser till kroppen. Impulserna stimulerar nerverna så att de sänder signaler till en utvald muskel som reagerar genom att dra ihop sig, precis som vid normal muskelaktivitet.

Elektrisk muskelstimulering kan tillämpas på alla kroppens muskler. Den kan användas för att stärka muskler som är försvagade av till exempel en operation eller fraktur och för att förbättra rörligheten. Det är också ett utmärkt verktyg vid stroke-rehabilitering med handgrepps- och gångövningar.

Elektrisk muskelstimulering för rehabiliteringsändamål bör provas ut individuellt av en sjukgymnast eller annan sjukvårdspersonal för att uppnå bästa resultat.

## TENS

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) ger goda resultat vid akut och kronisk smärta av olika slag. Den är kliniskt testad och används dagligen av sjukgymnaster, sjukvårdspersonal och idrottsmän runt om i världen.

Högfrekvent TENS-stimulering aktiverar nervsystemets smärtlindrande mekanismer. Elektriska impulser från elektroder fästa på huden över eller i närheten av det smärtande området stimulerar nerverna så att smärtsignalerna till hjärnan blockeras och man inte känner smärtan. Lågfrekvent TENS-stimulering främjar utsöndring av endorfiner, kroppens naturliga smärtstillare.

TENS är en säker behandlingsmetod och har, till skillnad från läkemedel och andra smärtlindringsmetoder, inga biverkningar. I vissa fall behandlar man bara med TENS, men den är också ett värdefullt komplement till andra fysioterapi och/eller farmakologiska behandlingar. Lägg märke till att TENS inte nödvändigtvis tar bort själva orsaken till smärtan. Rådfråga din läkare om smärtan kvarstår.

- Inspektera utrustningen innan den används.
- Stimulatoren får endast användas på det sätt som anges i bruksanvisningen.
- Endast Cefar-tillbehör ska användas ihop med stimulatoren.

- Personer med elektroniska implantat såsom pacemaker och intrakardiell defibrillator får inte behandlas med CEFAR REHAB X2.
- Gravida kvinnor bör inte behandlas med CEFAR REHAB X2 under de första 12 veckorna av graviditeten.
- Stimulera aldrig på framsidan eller sidan av halsen – på grund av placeringen av karotis (halspulsådern) och vännaderna runt karotis kan detta leda till blodtrycksfall.
- Stimulering bör inte ske samtidigt som patienten är ansluten till kirurgiska diatemiapparater, då detta kan orsaka brännskador på huden under elektroderna samt fel i stimulatoren.
- Använd inte stimulatoren i närheten av medicinteknisk kortvägs- eller mikrovägsutrustning, eftersom stimulatorns uteffekt kan påverkas.
- Förvara stimulatoren oåtkomligt för barn.

- Stimulera med försiktighet vid behandling av angina pectoris (kärkramp) och bröstet på patienter med hjärtarytmi.
- Elektroden får endast placeras på frisk hud. Undvik hudirritation genom att se till att det är god kontakt mellan elektroder och hud.
- Placera inte elektroden rakt över uterus (livmodern) och anslut inte ett elektrodpar över buken vid graviditet. Inga rapporter påvisar detta, men teoretiskt sett kan strömmen påverka fostrets hjärta.
- Om hudirritation skulle uppträda bör behandlingen tillfälligt avbrytas. Kontakta vårdpersonal om besvären kvarstår. Överkänslighet kan i enstaka fall uppstå mot tejp och gel. Problemet försvinner vanligtvis när tejp eller gelen byts ut mot en annan sort.
- Använd inte elektroder med en yta som är mindre än  $16 \text{ cm}^2$  eftersom det finns risk för brännskada. Var försiktig vid strömtätheter på över  $2 \text{ mA/cm}^2$ .
- Var försiktig vid användning av elstimulering samtidigt som patienten är ansluten till övervakningsutrustning med elektroder på kroppen. Stimuleringen kan störa signalerna till övervakningsutrustningen.
- Undvik elektriska stötar: öppna aldrig batteriluckan under stimulering.
- Stäng av stimuleringen innan du avlägsnar elektroden från huden. Om en elektrod skulle falla av, stäng av stimuleringen innan du plockar upp den. Det är obehagligt men ofarligt att få elstimulering genom fingrarna.
- Var försiktig vid stimulering i omedelbar närhet av påslagna mobiltelefoner eftersom stimulatorns uteffekt kan påverkas.
- Var försiktig om du använder stimulatorn medan du kör. Oavsiktliga ändringar i stimuleringen kan distrahera från bilkörningen och orsaka en farlig situation.







## 2. PAUSAT PROGRAM

### 3. KNAPPLÅS

#### 4. PROGRAMLÅS

## 5. BATTERISTATUS

## 6. PROGRAMNUMMER

## 7. ÅTERSTÅENDE TID

### 8. STIMULERINGSLÄGE AUTO/CEFAR EASY TOUCH™ (vänster och höger kanal)

## 9. AMPLITUDGRAF (vänster och höger kanal)

## 10. AMPLITUDNIVÅ (vänster och höger kanal)

### 11. ARBETE/VILA (intermittent stimulerings)


## 11. HÖG/LÅG FREKVENS (stimulering med blandad frekvens)

**■■■■■**



## 5. VÄLJ PROGRAM (P1-P30)

Tryck på **PROGRAM**-knappen  eller  för att bläddra framåt eller bakåt tills du hittar det program du vill använda.




**Obs!** När du väljer program måste amplituden vara 00,0 mA för båda kanaler.

Mer information om programmen finns i avsnittet *PROGRAM*.

## 6. STARTA STIMULERINGEN

## TENS

Tryck på **ÖKA**-knappen  för varje kanal tills du känner stimuleringen tydligt på en behaglig stimuleringsnivå. Tryck och håll in knappen för att öka amplituden kontinuerligt.



## NMES

Tryck på **ÖKA**-knappen  för varje kanal tills du ser muskelsammandragningarna. Tryck och håll in knappen för att öka amplituden kontinuerligt.

**Obs!** Båda kanaler måste användas för programmen P5 och P17-P18.

**Obs!** Öka alltid amplituden försiktigt!

Se avsnittet **SÄRSKILDA INSTRUKTIONER** för mer information om:

- Stimulering med blandad frekvens.
- Intermittent stimulering + handomkopplare.
- Intermittent stimulering med aktiv vila.

Det automatiska knappläset förhindrar oavsiktliga förändringar under behandling. Knappläset aktiveras automatiskt om du inte trycker på någon knapp under loppet av 20 sekunder. Tryck på någon av **MINSKA-**knapparna  om du vill inaktivera knappläset.

Behandlingstiden är förinställd men kan ändras med hjälp av timerfunktionen, se avsnittet **TIMER**.

## 7. AVBRYT STIMULERINGEN

Du kan avbryta stimuleringen innan programtiden är slut genom att trycka på **MINSKA**-knappen  tills amplituderna är 00,0 mA eller genom att trycka på **PÅ/AV**-knappen .

När programmet är avslutat blinkar "00:00" i displayen.

Det senast använda programmet sparas när stimulatorn stängs av och blir förvalt nästa gång stimulatorn slås på.

Om du inte använder stimulatorn under fem minuter stängs den av automatiskt för att spara batterier.





## SÄRSKILDA INSTRUKTIONER

### Stimulering med blandad frekvens (P4)

Stimulering med blandad frekvens är en kombination av högfrekvent (80 Hz) och lågfrekvent (2 Hz) stimulering med separata amplitudinställningar.

1. Ställ in amplituden för 80 Hz stimulering när den övre delen av symbolen för hög/låg frekvens  blinkar.
2. När den undre delen av symbolen blinkar för första gången kommer amplituden för 2 Hz stimulering att starta på samma nivå som är inställd för 80 Hz. Justera amplituden tills du ser muskelsammandragningar.

Intervallerna mellan frekvensväxlingen är förinställt till 3 sekunder.

Mer information om stimulering med blandad frekvens finns i kapitlet *VANLIGA FRÅGOR*.


### Intermittent stimulering + handomkopplare (P9-P23)

P9–P23 är program med intermittent stimulering med vila mellan muskelsammandragningarna (arbete), se figur.

Sammandragningen ökar gradvis under upptrappings-  
tiden och maximal muskelsammandragning nås under  
arbetet. Under nedtrappingstiden minskar stimuleringen  
gradvis tills vilan startar. Vilan kan vara med stimulering

(aktiv vila) eller helt utan stimulering. Vid program med

intermittent stimulering visas symbolen för arbete/vila  i displayen. Den övre delen av symbolen blinkar under arbete och den undre delen under vila.



Programmen P9-P16 och P19-P23 kan användas tillsammans med handomkopplaren för att manuellt styra tiden för arbete och vila. Tryck på knappen på handomkopplaren under vila för upptrappningstid och arbetsfas. Tiden för arbete är förinställd men kan kortas genom att trycka på knappen på handomkopplaren. Vilan varar tills du trycker på knappen igen.

Mer information om att använda handomkopplaren finns i avsnittet **VANLIGA FRÅGOR**.

### Intermittent stimulering med aktiv vila (P19–P20)

I programmen med aktiv vila är stimuleringen aktiv även under vilan, vilket innebär att du måste göra två amplitudinställningar för varje kanal.

**Amplitudinställning för muskelsammandragningar (arbete):** När den övre delen av symbolen för arbete/vila  blinkar ökar du amplituden gradvis tills du får icke smärtsamma muskelsammandragningar.

**Amplitudinställning för aktiv vila:** När den undre delen av symbolen för arbete/vila  blinkar ökar du amplituden gradvis tills du får muskelvibrationer.

Mer information om aktiv vila finns i avsnittet **VANLIGA FRÅGOR**.




## 6. BYTA BATTERIER

En batterisymbol visas i displayen när batterierna nästan är slut . Så länge stimulatorn fungerar normalt kan du fortsätta behandlingen. När stimuleringen känns svagare än vanligt, eller stimulatorn stänger av sig, är det dags att byta batterier.

Om stimulatorn inte ska användas på ett tag (ca 3 månader) bör du ta ut batterierna ur stimulatorn.

Stimulatorens drivs av antingen två icke laddningsbara 1,5 V AA-batterier eller två laddningsbara 1,2 V AA-batterier som laddas i en separat batteriladdare.



## BYTA BATTERIER

1. Stäng av stimulatorn.
2. Leta upp batterifacket på baksidan av stimulatorn.
3. Ta av batterilocket genom att trycka bestämt på markeringen på lockets överkant samtidigt som du skjuter locket nedåt.
4. Ta ut batterierna.
5. Sätt i de nya batterierna på rätt håll enligt polmarkeringarna (+ och -) inuti batterifacket, se bild.
6. Sätt tillbaka batterilocket.
7. Släng de tomma batterierna i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

**Obs!** Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier på grund av explosionsrisk.









## Armmuskulatur

|                  |        |
|------------------|--------|
| Frekvens 1       | 25 Hz  |
| Frekvens 2       | 45 Hz  |
| Pulsbredd        | 200 µs |
| Arbete           | 5 s    |
| Vila             | 8 s    |
| Upptrappning     | 2 s    |
| Nertrappning     | 1 s    |
| Total programtid | -- min |

## Benmuskulatur

|                  |        |
|------------------|--------|
| Frekvens 1       | 45 Hz  |
| Frekvens 2       | 65 Hz  |
| Pulsbredd        | 400 µs |
| Arbete           | 5 s    |
| Vila             | 8 s    |
| Upptrappning     | 2 s    |
| Nertrappning     | 1 s    |
| Total programtid | -- min |

## Rygg och mage

|                  |        |
|------------------|--------|
| Frekvens 1       | 30 Hz  |
| Frekvens 2       | 50 Hz  |
| Pulsbredd        | 300 µs |
| Arbete           | 5 s    |
| Vila             | 8 s    |
| Upptrappning     | 2 s    |
| Nertrappning     | 1 s    |
| Total programtid | -- min |

### Mindre muskelgrupper

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Frekvens         | 4 Hz        |
| Pulsbredd        | 200 $\mu$ s |
| Total programtid | - - min     |

## Större muskelgrupper

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Frekvens         | 4 Hz        |
| Pulsbredd        | 400 $\mu$ s |
| Total programtid | - - min     |

### Mindre muskelgrupper

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Frekvens 1       | 5 Hz        |
| Frekvens 2       | 15 Hz       |
| Pulsbredd        | 200 $\mu$ s |
| Moduleringstid   | 5 s         |
| Total programtid | -- min      |

## Större muskelgrupper

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Frekvens 1       | 5 Hz        |
| Frekvens 2       | 15 Hz       |
| Pulsbredd        | 400 $\mu$ s |
| Moduleringstid   | 5 s         |
| Total programtid | -- min      |





- En förinställd parameter visas i displayen, men du kan ändra den genom att trycka på knapparna **ÖKA** eller **MINSKA**  . Det aktuella intervallet för parametern visas i programmeringsstrådet.
- Tryck på **PROGRAMMERA/BEKRÄFTA**-knappen  för att bekräfta din inställning. Du flyttas till ett eventuellt nästa steg i programmeringen.
- Upprepa steg 7 och 8 tills den sista parametern är inställd.
- Programmeringen är färdig, och du kommer automatiskt att lämna programmeringsläget. Det nya programmet har nu valts och kan börja användas. Programmet sparas i stimulatorn för framtida användning.

Ett anpassat program kan ändras genom att göra om programmeringen.







Elektroden kommer med tiden att bli utslitna och behövas bytas ut. Det rekommenderas att elektroden byts ut efter ca 20-40 användningar.

Kablarna håller längst om de får sitta kvar i stimulatorn mellan behandlingarna.

## 9. SKÖTSELRÅD

- Förvara stimulatorn och tillbehören i originalväskan när de inte används. Det kan dock vara praktiskt att låta elektroderna sitta kvar på kroppen mellan behandlingar. Kolgummielektroder kan i allmänhet sitta kvar i 2-3 timmar utan att elektrodgelen torkar (gäller inte klistrande gel). De måste sedan avlägsnas, rengöras och torkas innan de kan användas igen. Detta är särskilt viktigt för dig med känslig hud. Se till att elektroderna sitter fast ordentligt vid stimulering.
- När du använder kolgummielektroder, använd rikligt med elektrodgel och undvik uttorkning genom att sätta tejp runt elektrodkanterna. Skölj kolgummielektroder och huden med vatten efter användning. Använd inte rengöringsmedel på elektroderna.
- Självhäftande elektroder återfuktas vid behov med några vattendroppar och förvaras lufttätt (i en plastpåse) på skyddspapper när de inte används.
- Utsätt aldrig stimulatorn för vatten. Torka av med en fuktig trasa vid behov.
- Ryck inte i kablar eller kontakter.
- Kablarna håller längst om de får sitta kvar i stimulatorn mellan behandlingarna.



Personer med elektroniska implantat såsom pacemaker och intrakardiell defibrillator får inte behandlas med elstimulering. Gravida kvinnor bör inte behandlas med elstimulering under de första 12 veckorna av graviditeten. Se avsnittet FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER i början av manualen.

Blandad frekvens innebär att både muskelnerver (2 Hz) och sensoriska nerver (80 Hz) stimuleras. Stimulatoren växlar mellan dessa två frekvenser var tredje sekund, vilket gör att du får både högfrekvent stimulering (snabb smärtlindring) och lågfrekvent stimulering (långsammare smärtlindring med längre varaktighet). Denna stimuleringstyp kan göra behandlingen mer effektiv mot långvarig smärta.

Cefars Flow TENS är ett nytt behagligt stimulerings sätt med fyra elektroder. Programmet lämpar sig för stora områden och ger smärtlindring med hjälp av massage och muskelavslappning. Den alternerande stimuleringen har en pumpande effekt som ökar blodcirkulationen i området.

Du får en effektiv och individuell stimulering genom att manuellt styra längden på muskelsammandragningarna i program med intermittent stimulering. Genom att trycka på knappen på handomkopplaren under en muskelsammandragning avtar stimuleringen gradvis tills vilan startar. Om du inte stoppar stimuleringen manuellt under en muskelsammandragning kommer den att fortsätta under hela den förinställda tiden för arbete. När handomkopplaren är inkopplad kommer vilan att bestå tills du åter trycker på knappen. Utan handomkopplaren är tiden för vila förinställd och varierar beroende på program.

**Obs!** Den förinställda tiden för arbete kan minskas men inte ökas. Det är därför bättre att välja ett program med längre tid för arbete när du använder handomkopplaren.

**Obs!** När du använder CEFAR EASY TOUCH™ måste stimuleringsläget AUTO ha startat innan du trycker på knappen på handomkopplaren.

**Obs!** Handomkopplaren fungerar inte under alternerande stimulering (P17-P18).

Det innebär att en lågfrekvent stimulering är aktiv under vilan och skapar muskelvibrationer som håller igång blodcirkulationen. Stimuleringen under aktiv vila hjälper till att avlägsna mjölksyra och slaggprodukter. På så vis minskas ömheten i musklerna efteråt och muskeln görs redo för nästa muskelsammandragning.

**Obs!** Du måste ställa in amplitudnivån för både muskelsammandragningar och aktiv vila.

De självhäftande elektroderna kan användas ungefär 20-40 gånger. Hållbarheten beror på hur väl skötsel-råden följs.





## HUR STORT AVSTÅND SKA JAG HA MELLAN ELEKTRODERNA?

Ett avstånd på 3–30 cm mellan elektroderna rekommenderas.

## HUR HITTAR JAG DEN OPTIMALA ELEKTRODPLACERINGEN FÖR NMES?

Använd kolgummielektroder och gel. Låt elektroden glida sakta över muskeln medan du stimulerar med 2 Hz. Den optimala elektrodplaceringen är där muskeln reagerar som starkast.

## HUR LÄNGE KAN JAG STIMULERA?

**TENS (80 Hz):** Det finns ingen övre gräns, men stimuleringen bör pågå i minst 30 minuter per tillfälle.

**TENS (2 Hz):** Stimuleringen kan orsaka ömmande muskler, men normalt rekommenderas 20–45 minuter tre gånger om dagen.

**NMES:** Behandlingen kan vara 5-60 minuter och upprepas från tre gånger i veckan till två gånger om dagen beroende på patientens muskeltillstånd och var i rehabiliteringsprocessen patienten befinner sig. Tänk på att patienten kan få ömmande muskler efter NMES-behandling.





## TECKENFÖRKLARINGAR



Läs bruksanvisningen före användning.



Patientdel typ BF – Body Floating.



Släng den utslitna stimulatorn i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

**En eller flera av följande märken kan finnas på utrustningen:**



0413

Uppfyller kraven i EU:s direktiv om medicintekniska produkter (93/42/EEG). Anmält organ Intertek ETL Semko (0413).



Uppfyller kraven i CSA C22.2 No. 69050-1. Certifieringsmärke utfärdat av SGS.

## INFORMATION GÄLLANDE ELEKTROMAGNETISK KOMPABILITET (EMC)

CEFAR REHAB X2 är konstruerad för att användas i typiska hem- eller sjukvårdsmiljöer och är godkänd enligt EMC:s säkerhetsstandard EN 60601-1-2.

CEFAR REHAB X2 avger mycket låga nivåer i intervallet för radiofrekvens (RF). Därför är det inte troligt att stimulatoren orsakar störningar på närliggande elektronisk utrustning (radioapparater, datorer, telefoner m.m.).

CEFAR REHAB X2 är konstruerad för att stå emot förutsebara störningar från elektrostatisk urladdning, magnetfält vid nätaggregat samt radiosändare (till exempel mobiltelefoner).



- 1 ø 32 mm
- 2 ø 50 mm
- 3 40x60 mm
- 4 50x100 mm
- 5 80x130 mm
- 6 50x50 mm
- 7 50x90 mm



## RYGG – NEUROGEN SMÄRTA

### Exempel på indikationer

Ischias.

## Mål



Smärtlindring.

## Elektrodplacering

Placera elektroder över en muskel i det drabbade området.

## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 1, 2, 4.



## RYGG – NOCICEPTIV MUSKELSMÄRTA

### Exempel på indikationer

1. Ryggskott.
2. Smärta i nedre ryggen.

## Mål




Smärtlindring.

## Elektrodplacering

Över det smärtande området, t.ex. erector spinae eller musculus gluteus.

## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 1, 3, 4, 5.





## ÖVERARM – NEDSATT FUNKTION I BICEPS BRACHII

### Exempel på indikationer

1. Nedsatt funktion i biceps brachii, till exempel efter en fraktur eller ryggradsskada.
2. Minskad supination av armbågen.

## Mål



1. Stärka och öka uthålligheten i biceps brachii.
2. Öka supinationen av armbågen.

## Elektrodplacering

Placera ett elektrodpar över biceps brachii.

## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 9, 11, 13, 19.



## ÖVERARM - NEDSATT FUNKTION I TRICEPS BRACHII

### Exempel på indikationer

1. Nedsatt funksjon i triceps brachii, till eksempel efter en stroke.
2. Armbågsfraktur.

## Mål




1. Stärka triceps brachii och öka kontroll över armbågen.
2. Stärka triceps brachii.

## Elektrodplacering

Placera ett elektrodpar över triceps brachii.

## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 9, 11, 13, 19.







## UNDERARM – ALTERNERANDE STIMULERING

### Exempel på indikationer

Minskad extension och flexion av handleden.

## Mål

1. Öka extensionen och flexionen av handleden.
2. Minska spasticiteten.

## Elektrodplacering

Placera ett elektrodpar över handens extensor-  
muskler och ett över handens flexormuskler.

## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 17.



## HAND – EXTENSION AV TUMMEN

### Exempel på indikationer

1. Nedsatt extension av tummen.
2. Spasticitet i tummens flexormuskler.

## Mål

1. Öka tummens extension.
2. Minska spasticiteten i tummen.

## Elektrodplacering

Placera en liten oval elektrod över extensor pollicis brevis och en liten rund elektrod proximalt om den ovala.

## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 9, 11, 13, 15.



## HAND – NEDSATT OPPOSITIONS-/GREPPFÖRMÅGA

### Exempel på indikationer

Nedsatt oppositions-/greppförmåga.

## Mål


Öka oppositionsförmågan och förbättra greppet.

## Elektrodplacering

Placera en liten elektrod över thenarmusklerna och en annan liten elektrod över hypothenarmusklerna.


## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 9, 11, 13, 15.






### Exempel på indikationer



A woman is sitting on a large exercise ball, holding a basketball with both hands in front of her chest. A diagram is overlaid on the image, showing a horizontal line with two points labeled 'CH1' and 'CH2' connected by a double-headed arrow. The 'CH1' point is positioned over the woman's lower abdomen, and the 'CH2' point is positioned over her upper abdomen.




1. Stärka magmusklerna.
2. Öka medvetenheten i bålmsklerna.
3. Förbättra hållningen.
4. Öka stabiliteten.

## Elektrodplacering

Placera två elektrodpar bilateralt över magmuskulerna.

## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 10, 12, 14.





## HÖFT – POSITIV TRENDELENBURG

### Exempel på indikationer

1. Positiv Trendelenburg/nedsatt funktion av höftabduktorererna.
2. Strokebehandling.

## Mål

1. Stärka höftabduktorer.
2. Förbättra gången.




## Elektrodplacering

Placera ett elektrodpar över höftabduktorer och tensor fasciae latae.

## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 12, 14, 16.









## FOT – HALLUX VALGUS

### Exempel på indikationer

Hallux valgus.

## Mål

Öka abductionen av stortån.

## Elektrodplacering

Placera ett elektrodpar över abductor hallucis.

## Förslag på program

CEFAR REHAB X2: 9, 11, 13.

